

# Pasos para Colocarse el Sensor


Si ya tiene el equipo Dexcom, conoce las partes de éste y los pasos a realizar para que se lo pueda insertar. Importante: Si recibió bomba de insulina también, colóquese el sensor una vez conozca el día en que le colocarán su bomba de insulina.




## Partes del Dexcom



Receptor  
Dexcom



- **Receptor Dexcom:** dispositivo donde recibirá los valores de glucosa. También puede programar su celular, descargando la aplicación de Dexcom.
- Importante: Para verificar la lista de los celulares compatibles, visite: [dexcom.com/compatibility](http://dexcom.com/compatibility)



### Aplicador con el sensor integrado:

- El sensor detecta sus niveles de glucosa.
- El aplicador- inserta en sensor bajo la piel.



### Transmisor:

- Envía sus niveles de glucosa del sensor al dispositivo de visualización.